

Afbeelding



Afmetingen

Lig en zit mogelijkheid
Trendelenburg positie (11°)
Reanimatie stand

Elektrisch verstelbaar

- Hoog / Laag
- Rug deel
- Zit deel
- Been deel

Lengte totaal:

Zit stand: 1450 mm

Lig stand: 2000 mm

Hoogte verstelbaar:

550 – 950 mm

CLVE4-6FCD

Matras: 2000 x 600 mm

Zitbreedte: 600 mm

Breedte tot.: 730 mm

Breedte met armsteunen:
960 mm

CLVE4-7FCD

Matras: 2000 x 700 mm

Zitbreedte: 700 mm

Breedte tot.: 830 mm

Breedte met armsteunen:
1060 mm

Basisonderhoud

Volg de schoonmaakinstructies.

Belastbaarheid

Maximaal belastbaar gewicht:
230 kg

Eigen gewicht

CLVE4-6FCD
+/- 80 kg

CLVE4-7FCD

+/- 85 kg

Garantie

2 jaar

Kleuren

De behandelstoel is in verschillende kleuren verkrijgbaar:
Absinthe, Orange, Tomato,
Pansy, Fuchsia, Plum,
Deep Ocean, Petrol, Chocolate

Materialen

- Staal gecoat onderstel met kunststof afdekkap
- Vast koudschuim matras, 35 kg/m³, 10 cm dik, 3 delen, 1 hoes
- Naadloze bekleding (6cm), optioneel 8 of 10 cm gestikte bekleding mogelijk, keuze uit diverse materialen, standaard Stamskin
- Handbediening met houder
- Anatomisch gevormde, in alle richtingen verstelbare armsteunen
- Vergrendelbare wielen (∅ 125 mm)
- 2 houders voor infuuspalen
- Diverse optionele accessoires

Schoonmaakinstructies

Schoonmaken met zacht sopje, daarna afdrogen.

Desinfecteren:

Verontreinigde plek schoonmaken met sop en droog maken. Dan desinfecteren en door de lucht laten drogen.

Desinfecteer niet vaker dan noodzakelijk. Het materiaal is er wel tegen bestand, maar niet tegen overmatig gebruik hiervan.

Toepassing

Behandelstoel met verstelbare delen, voor langdurige behandelingen of therapieën, zoals chemotherapie en dialyse.

Verplaatsen

De variant op wielen is goed te verplaatsen dankzij de wielen.

Voeding

Voltage: 220-230 V, 50 HZ

Vermogen: 1.5 A

Wettelijke conformiteit

- ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd

Bij technische problemen

Contact opnemen met telefoonnummer 013 – 511 11 11 (tijdens kantooruren)